

KENIFINE™

Anti-bacterial Toilet
Plate for Cats

トイレに 敷いて にゃん🐾

吾輩はネコトイレ用
抗菌プレートである！

ラージサイズ

トイレのトレーの中に設置するだけ！

抗菌の断人シリーズ

従来抗菌材の10倍以上の抗菌性！

50倍以上の防カビ性！

超
抗菌

抗
ウイルス

ニオイ
の軽減

製造販売元




株式会社高秋化学
〒959-1276 新潟県燕市小池 3654 番地
WEB: <https://www.takashu.co.jp/>



本製品は(株)神戸製鋼所が開発した高機能抗菌めっき技術 **KENIFINE™** (ケニファイン) を適応しており、弊社は(株)神戸製鋼所とのライセンス契約に基づいて製造しております。
※ **KENIFINE™** は、(株)神戸製鋼所の商標です。

【ご使用方法】

- 猫用トイレの引き出しトレイの中に抗菌プレートを設置してください。
- トイレ用シートはプレートの上に敷いてください。



本製品の抗菌性 (無加工品との比較)

菌の種類	菌の減少率 (24 時間後)
黄色ブドウ球菌	99.9% 以上減
大腸菌	99.9% 以上減

※ カケンテストセンター調べ (JISZ 2801:2010)

本製品の抗ウイルス性 (無加工品との比較)

ウイルスの種類	菌の減少率 (24 時間後)
ネコカリシウイルス	99.9% 以上減
A型インフルエンザウイルス	99% 以上減


※ カケンテストセンター調べ (JISZ 21702:2019)

【使用上の注意】

- 抗菌めっき皮膜の主成分は金属ニッケルです。ステンレスではありませんので取り扱いご注意ください。
- 表面が汚れや油脂などに覆われますと抗菌効果が損なわれますので、中性洗剤などでこまめに清掃ください。

- ご使用後、金属ニッケルの特性上、銅合金 (5 円玉や 10 円玉) などと同じ様に表面が黒く変色しますが効果は変わりません。

※ 使っていくうちに写真のように黒く変色を起しますが、機能上は問題ありません。



- 金属タワシ等でこすらないでください。(抗菌めっき皮膜がとれてしまいます。)
- 抗菌めっき皮膜の再生ができます。(有償となります。)

品質表示

材質: 18-8 ステンレス (**KENIFINE™** 加工)
寸法: 縦 23cm、横 36cm



日本製



4 580230 961211